



AYUR LINE®
natural cosmeceutical

ACQUA HYALURONIC FILLER

acido ialuronico

PELLI SECCHHE CON RUGHE



ACQUA HYALURONIC FILLER
PROTOCOLLO TRATTAMENTO VISO
IDRATANTE, NUTRIENTE E ANTI AGE

www.ayurline.it

ACQUA HYALURONIC FILLER



Protocollo specifico all'acido ialuronico a 4 pesi molecolari. Un trattamento equilibrante dell'idratazione e rinfrescante. Aiuta a riattivare la rigenerazione cutanea ed a rimpolpare i tessuti idratando la pelle su 4 diversi livelli epidermici:

Acido ialuronico ad alto peso molecolare:

esercita un'azione schermante che blocca la perdita di acqua dalla superficie cutanea, facendo sì che la pelle resti **idratata e liscia**, senza desquamarsi.

Acido ialuronico a medio peso molecolare:

supera la barriera della pelle, permettendo di mantenere **un'idratazione ottimale**.

Acido ialuronico a basso peso molecolare:

raggiunge gli strati più profondi dell'epidermide, **rimpoldando e nutrendo il reticolo** naturale già presente.

Acido ialuronico a bassissimo peso molecolare:

stimola la produzione di collagene ed elastina **contrastando i segni dell'invecchiamento**.

PRODOTTI UTILIZZATI IN CABINA

TRATTAMENTO VISO IDRATANTE, NUTRIENTE E ANTI AGE

	FASE	CODICE	PRODOTTI	Q.TÀ	ATTIVI FUNZIONALI
	1	5010	Latte polivalente	500 ml	burro di karitè, olio di inca inchi, estratto di stella alpina
	2	5001	Tónico polivalente	500 ml	idrolato di camomilla, niacinamide, estratto di stella alpina, acido ialuronico
	3	00191	Scrub murumuru	150 ml	olio di murumuru
	4	00064	Siero hyaluronic filler	30 ml	Acido ialuronico a 4 pesi molecolari
	5	00054	Siero Lenipure	30 ml	Olio di canapa, olio di inca inchi, bisabololo, acido salicilico
	6	00163	Maschera filler	150 ml	Miscela di peptidi, olio di inca inchi, burro di karitè, niacinamide
	7	00064	Siero hyaluronic filler	50 ml	Acido ialuronico a 4 pesi molecolari
	8	00063	Crema hyaluronic filler	100 ml	Acido ialuronico a 4 pesi molecolari

ACQUA HYALURONIC FILLER

TRATTAMENTO VISO

PROTOCOLLO DI LAVORO IN CABINA



FASE 1
latte
polivalente



FASE 2
tonico
polivalente



FASE 3
scrub
murumuru



FASE 4
siero
hyaluronic
filler



FASE 5
siero
lenipure



FASE 6
maschera
filler



FASE 7
siero
hyaluronic
filler



FASE 8
crema
hyaluronic
filler

Durata: 60 min

Trattamenti consigliati: 6

Frequenza: 1 a settimana

- FASE 1** Applicare il **latte polivalente** su viso e collo, eliminare i residui con acqua;
- FASE 2** Applicare il **tonico polivalente** con un dischetto di cotone picchiettando leggermente su tutta la zona interessata;
Il tonico può essere vaporizzato con apposito *Aerografo
- FASE 3** Applicare lo **Scrub Murumuru** su viso e collo massaggiando delicatamente ed eliminare poi i residui con acqua;
- FASE 4** Applicare il **Siero Hyaluronic Filler** con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. **Il siero può essere applicato con *Veicolatore ad ultrasuoni.**
- FASE 5** Applicare il **Siero Lenipure** sulla zona interessata con un leggero massaggio;
- FASE 6** Applicare la **Maschera Filler** su tutto il viso utilizzando un pennello, lasciare in posa per 15 minuti. Togliere i residui della maschera con acqua;
- FASE 7** Applicare il **Siero Hyaluronic Filler** con un leggero massaggio fino a completo assorbimento;
- FASE 8** Applicare la **Crema Hyaluronic Filler** delicatamente su viso e collo fino a completo assorbimento.

ACQUA HYALURONIC FILLER

TRATTAMENTO VISO

IDRATANTE, NUTRIENTE E ANTI AGE

AUTOCURA DOMICILIARE

CODICE

PRODOTTI

Q.TÀ



00128

Siero hyaluronic filler
+
Crema hyaluronic filler

30 ml
+
50 ml



00062

Siero hyaluronic filler

30 ml



00025

Crema hyaluronic filler

50 ml

ATTREZZATURE OPZIONALI IN CABINA

*Veicolatore



*Aerografo



Scopri tutti i trattamenti Ayur Line

WWW.AYURLINE.IT